

מכשיר Tecan Infinite F200 Scalable Plate Reader יד 2



כולל:

. Ex -230-600nm	Em 330-600nm	Fluorescence Top
. Ex 230-600nm	Em 330-600nm	Fluorescence Bottom
	.230-1000nm	.Absorbance

קריאת פלטות-6-384, אפשרות הגדרת פלטות ע"פ דרישה.

תוכנת הפעלה i-Control

חיבור USB

תעודת כיוול במעבדת נאוטק + אחריות 12 חודשים.